

Tillegg til

Kapitel 1 Injeksjoner- og infusjoner til barn

Tabell 3 Beregning av injeksjons- og infusjonshastighet

Norsk barnelegeforenings legemiddelveileder 2005, kapittel 1: Injeksjoner og infusjoner til barn.
Kapitlet er utarbeidet i 2005 og ikke revidert siden, dette er et tillegg datert 22.8.18.

Volum i infusjonssett, forlengesslanger, kraner og filter

(Alle produkter og opplysninger om volum fra er mottatt fra Codan Norge AS, 20.8.18)

Forlengesslanger:

CODAN Neoflonforlenger T-set (714562CD): 0,4 ml

CODAN Forlengesslange E87 1,0/2,0 mm 150 cm (714020CD): 1,15 ml

CODAN Forlengesslange E98 PVC fritt 1,0/2,0 mm 150 cm (714001CD): 1,15 ml

Filter:

CODAN Infusjonsfilter IV-Star-1,6F Blå, 1,2micron (763367CD) Neonatal: 0,15 ml

CODAN Infusjonsfilter IV-Star PLUS-1,6 Grønn 0,2 micron (763366CD) Neonatal: 0,15 ml

CODAN Infusjonsfilter IV-Star-1,6 Hvit 0,2micron (763365CD) Neonatal: 0,15 ml

CODAN Infusjonsfilter IV-Star-1,6 Hvit PVC-fritt 0,2 micron (764799CD) Neonatal: 0,15 ml

CODAN Infusjonsfilter IV-Star-Plus-1,6 Grønn PVC-fritt 0,2 micron (764798CD) Neonatal: 0,15 ml

CODAN Infusjonsfilter IV-Star-Plus-5 Grønn PVC-fritt 0,2 micron (764783CD) Barn: 1,19 ml

CODAN Infusjonsfilter IV-Star-4,3F Blå PVC-fritt 1,2 micron (764782CD) Barn: 0,75 ml

CODAN Infusjonsfilter IV-Star-4,3 Hvit 0,2 micron (763138CD) Barn: 0,75 ml

Treveiskraner:

CODAN Treveiskran med forlenger (714506CD): 0,4 ml

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har overtatt ansvaret, samt revideringen, for Norsk barnelegeforenings [Legemiddelveileder](#). Spørsmål og kommentarer til Legemiddelveilederen kan sendes på e-post til legemidlertilbarn@helse-bergen.no.